

**NITRO ELITE CF ROLLATOR
NITRO ELITE CF ROLLATOR
AMBULATEUR NITRO ELITE CF**

ITEM # RTL10266CF

driveTM

www.drivemedical.com

PARTS LIST



Item # RTL10266CF

WEIGHT CAPACITY: 300 LBS (136 KG)

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Handgrip | 7. Seat |
| 2. Adjustable tubing handgrip | 8. Bag |
| 3. Rear reflector on handgrip | 9. Front wheel |
| 4. Brake lever | 10. Brake adjust screw |
| 5. Interlock button for handgrips | 11. Rear wheel |
| 6. Back Rest | 12. Cane Holder |

INTRODUCTION

The walking aid is suitable for a single user with limited mobility. The Nitro Elite is ideal for indoor and outdoor use.

NITRO INCLUDES:

1. Bag
2. Back Rest
3. Cane Holder
4. Operating Instructions


UNFOLDING THE NITRO

Position the Rollator on its wheels. Open the Rollator. Press the tubes attached to the seat downwards until they lock into position (figure 1).



REMOVING / ATTACHING THE CARRY BAG

To attach the bag, fold the Nitro slightly and affix the bag with the hook and loop fasteners to the tubes located on the front end of the seat frame (figure 2).



HEIGHT ADJUSTMENT

Press and hold down the white release buttons as shown in figure 3. Simultaneously move the handgrip up or down. When the desired height is reached, let go of the white release buttons and the handgrip will automatically lock into the next possible height position.



BRAKING / LOCKING

Pull both brake levers upwards to apply the brakes (see figure 4). Always apply brake pressure evenly.

To lock the brakes, ensure the Nitro is stationary, and press both brake levers down until they lock into position (see figure 7).

To release the brakes from the locked position, pull up on the brake levers.

Regularly test the brakes.



ADJUSTMENT OF BRAKES

To adjust the braking strength, adjust the brake by pressing the screw housing downwards (figure 6) and then turn left or right (figure 7).



SITTING

Position the Nitro on a flat surface. Lock the brakes (parking position). Sit straight up and do not lean backwards. (See figure 8).

DO NOT MOVE ROLLATOR WHILE SEATED.



FOLDING / TRANSPORT / STORAGE

To fold, pull up on the seat handle as shown in figure 9. The Nitro can be secured by pushing the two sides of the frame together until an audible click is heard signifying the lock is in place. Pull the handles apart to unlock.



SAFETY INSTRUCTIONS

- Use only as a walking aid!
- Use only on even and solid surfaces.
- Maximum user weight: 300 lbs.
- Regularly check the screws and fasteners on the Nitro and retighten if necessary.
- Use bag only for transport of objects and do not overload. Maximum load: 11 lbs.
- Do not expose the product to temperatures above 104°F for an extended period of time, as this can cause the Nitro parts to overheat and burn the user.
- Please make sure the Rollator is fully opened, seat is down and the folding bar under seat is locked in the down position.
- Be sure that both knobs are fully tightened and are at equal heights. Test Rollator for stability before applying full weight to hand grips.
- Test the brake lever before operating the Rollator. When wheels are locked, lock bar on rear wheels should prevent wheels from turning. When locks are released, the wheels should turn freely.
- Always lock the brake lever before sitting and do not use seat when unit is on an incline or uneven ground.
- Replace tires when significantly worn or damaged.
- **DO NOT MOVE ROLLATOR WHILE SEATED.** This is a walking aid only and is not to be used as a transportation device.

CLEANING / MAINTENANCE

Clean regularly by hand with a damp cloth. Do not use aggressive detergents.

LIFETIME LIMITED WARRANTY

The frame of your Drive Medical product is warranted to be free of defects in material and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser. The brake handle and housing are covered for a period of 5 years of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

Warning: The items and packaging in this shipment contain chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

*This product meets or exceeds all federal safety and environmental regulations.



© 2016 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

LISTA DE PARTES



Item # RTL10266CF

CAPACIDAD: 300 LBS (136 KG) DE PESO

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Mango | 7. Asiento |
| 2. Tubo ajustable del mango | 8. Bolsa |
| 3. Reflector trasero sobre el mango | 9. Rueda frontal |
| 4. Palanca del freno | 10. Tornillo de ajuste del freno |
| 5. Botón de enclavamiento para los mangos | 11. Rueda posterior |
| 6. Respaldo | 12. Titular de la caña |

INTRODUCCIÓN

Este dispositivo auxiliar para caminar es adecuado solamente para un usuario con capacidad limitada de movilidad. El Nitro Elite es ideal para usarse en interiores o exteriores.

EL NITRO INCLUYE:

1. Bolsa
2. Respaldo
3. Titular de la caña
4. Instrucciones de operación


CÓMO DESDOBLAR EL NITRO

Colocar el Rollator sobre sus ruedas. Abrir el Rollator. Presionar hacia abajo los tubos fijos al asiento hasta que se bloqueen en su posición (figure 1).



CÓMO QUITAR / FIJAR LA BOLSA

Para fijar la bolsa, doblar el Nitro levemente y fijar la bolsa con el gancho y los sujetadores de presilla a los tubos ubicados en el extremo frontal del armazón del asiento.



AJUSTE DE ALTURA

Presionar y mantener presionado los botones blancos de liberación como se muestra en la figura 3. De forma simultánea mover el mango hacia arriba o abajo. Al lograr la altura deseada, soltar los botones blancos de liberación y el mango se bloqueará automáticamente dentro de la siguiente posición posible de altura.



FRENO / BLOQUEO

Colocar ambas palancas de freno hacia arriba para aplicar los frenos (ver figura 4). Aplique siempre una presión uniforme sobre los frenos.

Para bloquear los frenos, asegúrese de que el Nitro está estacionario y presione ambas palancas de freno hacia abajo hasta que se bloqueen en su posición (ver figura 5).

Para liberar los frenos de su posición bloqueada, jalar las palancas de freno hacia arriba. **Ponga a prueba sus frenos periódicamente.**



CÓMO AJUSTAR EL FRENO

Para ajustar la fuerza del freno, ajuste el freno al presionar la cubierta del tornillo hacia abajo (figura 6) y luego gire a la izquierda o a la derecha (figura 7).



CÓMO SENTARSE

Coloque el Nitro sobre una superficie plana. Bloquee los frenos (posición de estacionado). Sentarse derecho y no inclinarse hacia atrás. (Ver la figura 8).

NO MOVER EL ROLLATOR MIENTRAS ESTÉ SENTADO.



DOBLADO / TRANSPORTE / ALMACENAJE

Para doblar, jalar el mango del asiento hacia arriba como se muestra en la figura 9. El Nitro se puede asegurar al empujar y juntar los dos lados del armazón hasta escuchar un clic, esto quiere decir que se bloqueó en su lugar. Jalar y separar los mangos para desbloquearlo.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ¡Úselo solamente como un dispositivo auxiliar para caminar!
- Úselo solamente sobre superficies uniformes y sólidas.
- Peso máximo del usuario: 300 lbs (136 kg).
- Revise con frecuencia los tornillos y los sujetadores del Nitro y apriételos cuando sea necesario.
- Use la bolsa solamente para transportar objetos y no la cargue de más. Máxima carga: 11 lbs (5 kg).
- No exponga el producto a temperaturas mayores a los 104°F por largos periodos de tiempo ya que esto puede sobrecalentar las partes del Nitro y quemar al usuario.
- Por favor, asegúrese el Rollator esté completamente abierto, la silla este hacia abajo y la barra plegable debajo de la silla esté asegurada en la posición hacia abajo.
- Asegúrese que ambas perillas estén completamente apretadas y que estén a la misma altura. Realice pruebas para comprobar la estabilidad de su Rollator antes de aplicar todo el peso sobre los mangos.
- Revise los candados de anillo antes de operar su Rollator. Cuando el candado de las ruedas esté activado, la barra de candado de las ruedas posteriores debe de evitar que las ruedas giren. Cuando los candados se desactivan las ruedas deben de girar libremente.
- Siempre active los candados de anillo antes de sentarse y no utilice el asiento cuando la unidad está sobre una pendiente o una superficie irregular.
- Reemplace las llantas cuando muestren un desgaste o daño importante.
- **NO MUEVA EL ROLLATOR MIENTRAS ESTE SENTADO.** Este es un dispositivo auxiliar para caminar y no está diseñado como un dispositivo para el transporte.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Límpielo regularmente a mano con un paño húmedo. No use detergentes abrasivos.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

El armazón de su producto Drive Medical está garantizado contra defectos en material y mano de obra de por vida para el comprador original del producto. El mango del freno y el bastidor están cubiertos por un periodo de 5 años a partir de la compra del cliente original.

Este aparato se construyó de acuerdo a estándares de exactitud y fue inspeccionado cuidadosamente antes de su envío. La garantía limitada de por vida es una muestra de nuestra confianza en los materiales y fabricación de nuestros productos y en nuestra aseveración al consumidor de años fiables de servicio.

Esta garantía no cubre las fallas de la unidad debido al mal uso o negligencia por parte del dueño o por el uso y desgaste normal. La garantía no se aplica a componentes no durables, como lo son accesorios de plástico, ruedas giratorias y mangos que están sujetos a un desgaste normal y que necesitan reemplazarse periódicamente.

Si tiene preguntas sobre su dispositivo Drive o esta garantía, póngase en contacto con un distribuidor autorizado Drive.

Advertencia: Los artículos y envases de este embarque contienen sustancias químicas que el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

* Este producto cumple o excede todas federal de seguridad y medio ambiente.



© 2016 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.

Drive es marca registrada de medical depot, Inc.

Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

LISTE DES PIÈCES



Item # RTL10266CF

CAPACITÉ DE POIDS DE 300 LBS (136 KG)

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Poignée | 7. Siège |
| 2. Tubulure de poignée ajustable | 8. Sac |
| 3. Réflecteur arrière sur la poignée | 9. Roue avant |
| 4. Levier de frein | 10. Vis d'ajustement du frein |
| 5. Bouton de verrouillage des poignées | 11. Roue arrière |
| 6. Dossier | 12. Porte Cane |

INTRODUCTION

Cet appareil d'aide à la marche convient à un usager unique à mobilité réduite. Le Nitro est idéal pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

NITRO INCLUDES:

1. Sac
2. Dossier
3. Porte Cane
4. Instructions pour l'utilisation


DÉPLIAGE DU NITRO

Placez l'ambulateur sur ses roues.
Déployez l'ambulateur. Appuyez vers le bas sur les tubes reliés au siège jusqu'à ce qu'ils soient en position verrouillée.



RETIRER / FIXER LE SAC DE TRANSPORT

Pour fixer le sac, repliez quelque peu le Nitro et fixez le sac aux tubes situés à l'avant, à l'aide des attaches autoagrippantes.



AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

Appuyez sur les boutons de déclenchement blancs et maintenez-les enfoncés, comme indiqué à la Figure 3. Déplacez les poignées simultanément vers le haut, ou vers le bas. Lorsque vous avez atteint la hauteur désirée, relâchez les boutons de déclenchement; les poignées se verrouilleront automatiquement à la hauteur disponible la plus près.



FREINAGE / VERROUILLAGE

Tirez sur les deux manettes de freinage vers le haut pour freiner (voir la Figure 4). Serrez toujours les manettes de freinage de manière égale.

Pour verrouiller les freins, assurez-vous que le Nitro est immobile et abaissez les deux manettes de freinage jusqu'à ce qu'elles soient en position verrouillée (voir la Figure 5).

Pour déverrouiller les freins, tirez sur les manettes de freinage vers le haut. Testez les freins périodiquement.



AJUSTEMENT DES FREINS

Pour ajuster l'efficacité des freins, appuyez sur le compartiment de la vis d'ajustement vers le bas (illustration 6), puis tournez-le vers la gauche ou vers la droite (illustration 7).



POSITION ASSISE

Placez le Nitro sur une surface plane. Verrouillez les freins (position Arrêt). Asseyez-vous droit, ne vous penchez pas vers l'arrière. (Voir la Figure 8).

NE DÉPLACEZ PAS L'AMBULATEUR PENDANT QUE VOUS ÊTES ASSIS.



REPLIER / TRANSPORT / RANGEMENT

Pour replier l'ambulateur, tirez sur les poignées du siège, comme indiqué à la Figure 9. Le Nitro peut être replié de manière sécuritaire en poussant les deux côtés du cadre l'un contre l'autre jusqu'à ce qu'un déclic confirme qu'il est verrouillé en position repliée. Tirez les poignées dans le sens opposé pour déverrouiller l'ambulateur.



MESURES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez que comme aide à la marche!
- Ne l'utilisez que sur les surfaces solides et régulières.
- Poids maximal de l'utilisateur : 136 kg (300 lb).
- Vérifiez fréquemment les vis et les attaches du Nitro et resserrez-les au besoin.
- N'utilisez le sac que pour le transport d'objets et ne le surchargez pas. Capacité 4,98 kg (11 lb)
- N'exposez pas ce produit à des températures supérieures à 40°C (104°F) pendant une période prolongée. Certaines pièces du Nitro pourraient surchauffer et causer des brûlures à l'utilisateur.
- Assurez-vous que l'ambulateur est complètement déployé, que le siège est bien abaissé et que les entretoises sont bien verrouillées en position.
- Assurez-vous que les deux boutons sont bien serrés qu'ils sont à la même hauteur. Testez la stabilité de l'ambulateur avant de vous appuyer fermement sur les poignées.
- Testez le système de verrouillage avant d'utiliser l'ambulateur. Lorsque les roues sont verrouillées, les leviers sur les roues arrière devraient empêcher les roues de tourner. Lorsque vous relâchez les freins, les roues devraient tourner librement.
- Activez toujours le système de verrouillage avant de prendre place sur le Nitro et n'utilisez pas le siège lorsque l'appareil est sur une surface inclinée ou inégale.
- Remplacez les pneus lorsqu'ils sont visiblement usés ou endommagés.
- **NE DÉPLACEZ PAS L'AMBULATEUR PENDANT QUE VOUS ÊTES ASSIS DESSUS.** Le Nitro est un appareil d'aide à la marche et ne doit pas être utilisé comme moyen de transport.

NETTOYAGE / ENTRETIEN

Nettoyez l'appareil régulièrement, à la main, à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de détergent agressif.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Le cadre de votre produit Drive Medical est garanti à vie contre les défauts de fabrication et de main-d'œuvre, limitée à l'acheteur original. La poignée et le logement du frein sont couverts par une garantie de cinq ans aussi limitée à l'acheteur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes strictes et a été minutieusement inspecté avant l'envoi. Cette garantie limitée à vie illustre la confiance que nous mettons dans la fabrication et les matériaux de nos produits et notre conviction que vous serez satisfait.

Cette garantie ne couvre pas les défauts dus à un usage abusif ou à la négligence de l'utilisateur, ni à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les pièces dont l'usure est prévue, comme les accessoires en caoutchouc, les roues et les poignées, qui s'usent normalement et doivent être périodiquement remplacés.

Si vous avez des questions ou si vous désirez connaître les détails de cette garantie, consultez votre revendeur Drive.

Avertissement: Les articles et l'emballage de cet envoi contiennent des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

* Ce produit respecte ou dépasse toutes sécurité fédéral et règlements sur l'environnement.



© 2016 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.

Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

driveTM