

Alarme à cordon magnétique inviolable

HCPCS:



- Lorsque l'interrupteur à tirette magnétique est retiré, l'alarme est activée
- L'interrupteur à tirette peut être activé dans n'importe quelle direction
- Interrupteur marche/arrêt pratique pour une activation et une désactivation faciles
- Se monte facilement sur un fauteuil roulant ou un lit
- Le cordon s'ajuste de 28" à 58"
- La pince crocodile permet une fixation aux vêtements du patient
- 97 103 dB
- Une pile 9V incluse

PRODUCTS

Description

13603	Alarme à cordon, avec aimant, 1/unité
-------	---------------------------------------

ACCESSORIES

Description

136DC	ADAPTATEUR CA D'ALARME, 1/EA, 25/CV, CS
-------	---

13617	Cordon, Aimant, Clip pour 13603,1/ea, EA
-------	--