

Système de trithérapie à faible perte d'air PreserveTech Harmony "True"

HCPCS: E0277,E0277



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F

- Débit d'air élevé vrai le système à faible perte d'air évacue l'humidité et fournit un contrôle optimal du microclimat, gardant le patient au frais et au sec.
- Dispose de trois alarmes sonores et visuelles de diagnostic pour alerter en cas de problèmes de pression d'air, d'alimentation ou du système.
- 20 individuels, 8 " ; les cellules d'air profondes offrent un confort optimal au patient et une redistribution de la pression.
- " ; la base en mousse offre une protection en cas de panne de courant ou de panne du système.
- Capable d'accueillir des patients pesant jusqu'à 550 lb.
- Le matériau de la cellule, un mélange de nylon/TPU, offre une surface spéciale qui s'adapte à la forme spécifique du patient (immersion), minimisant la distorsion des tissus mous, réduisant la friction osseuse et musculaire.
- Les déconnexions rapides des cellules offrent un entretien pratique et la fonction de fermeture automatique gonfle les cellules d'air en moins de deux minutes pour une installation rapide et une facilité de soins.
- Re La housse amovible, matelassée et extensible dans les quatre sens est fabriquée avec un agent antimicrobien* et est résistante aux fluides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, aidant à protéger la peau des frottements et de l'humidité.
- *Des propriétés antimicrobiennes sont intégrées pour protéger les produits. Ces produits ne protègent pas les utilisateurs ou autres contre les bactéries, virus, germes ou autres organismes pathogènes. L'enregistrement EPA 92760-9 est Ultra-Fresh DW-30, qui est enregistré pour contrôler la croissance des champignons, des bactéries et des algues dans les mousses de polyuréthane, le caoutchouc, les revêtements non aqueux, les adhésifs, le PVC et le mortier de coulis et les mastics
- Gestion des câbles intégrée avec (5) boucles de matelas latérales pour garder les câbles hors du sol, réduisant les risques de trébuchement.
- La boucle à pression permet au système d'être emballé de manière compacte pour un rangement rapide et facile dans le sac de transport parfait inclus .
- Le connecteur CPR en cas de procédures d'urgence libère l'air immédiatement du matelas pour un dégonflage rapide.
- Le tube se déconnecte rapidement et facilement grâce à la conception EZ lock/quick release.
- Les caractéristiques cliniques et soignantes supplémentaires incluent la thérapie par pulsation, l'auto-fermeture, la rétroaction par micro-traitement, le verrouillage et plus encore !
-
-

PRODUCTS

Description

14200N

Harmonie, True LAL, Matt. Sys., 1/EA