

Lève-personne à batterie

HCPCS: E0635



- Construction de gros calibre
- La pompe à actionneur Jumbo avec bouton d'urgence peut passer en mode manuel pour abaisser le patient en toute sécurité
- Charge rapide et facile à partir de la prise secteur
- Pour charger, il suffit de brancher l'appareil La batterie n'a pas besoin d'être retirée pour être chargée Le lève-personne ne fonctionnera pas lorsqu'il est branché Pour une utilisation à domicile
- Avertissement sonore lorsque la charge de la batterie tombe en dessous de 50 %

PRODUCTS**Description**

13240	Lève-personne - Électrique, 1/cs
-------	----------------------------------

SPECIFICATIONS**Description**

Garantie	Durée de vie limitée
Capacité de poids	450 livres
1 an pour l'électronique	Batterie, commande manuelle, actionneur
Dégagement de la base	2"
Hauteur de flèche	27,5" - 76"
Poids à l'expédition du carton	122 livres
Roulettes	5" arrière
Moteur	Moteur Linak
Poids	108 livres