

Invites de cheville

HCPCS: E1399-1,E1399-1



- Utilisé pour les patients souffrant de spasticité, de mauvais contrôle moteur, d'ataxie et d'adduction excessive
- Les sangles de cheville rembourrées et réglables en longueur maintiennent les jambes et/ou les pieds en abduction et empêchent les ciseaux
- >Les clips à ressort contrôlent la longueur de la foulée

PRODUCTS

Description

| PRODUCTS | Description |
|----------|--|
| GT1060L | Invites de cheville, grand, Moxie GT, Pr. |
| GT1060M | Invites de cheville, Meidum, Moxie GT, Pr. |
| GT1060S | Invites de cheville, petit, Moxie GT, Pr. |