

## Entraîneur de marche Moxie GT



HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C




FIGURE D



FIGURE E

- Réglable en hauteur par incréments de 1"
- Les accessoires se montent sans outil et peuvent être ajustés selon les besoins de l'utilisateur
- Peut être utilisé en position antérieure ou postérieure
- Les cadres moyens et grands se plient pour faciliter le transport
- Les roulettes pivotantes peuvent être verrouillées en position non pivotante
- Le levier directionnel permet à la fois la mobilité vers l'avant et vers l'arrière, ou la mobilité vers l'avant uniquement
- Les roues se verrouillent sur les 4 roulettes pour maintenir l'entraîneur de marche immobile pendant les transferts
- Petites et moyennes tailles disponibles en bleu et vert
- Grandes tailles disponibles en gris

### PRODUCTS

### Description

GT1000-2GB	Moxie GT Gait Trainer, petit, bleu
GT2000-2GB	Moxie GT Gait Trainer, moyen, bleu
GT2000-2GG	Moxie GT Gait Trainer, moyen, vert
GT3000-2GGY	Moxie GT Gait Trainer, grand, gris

### SPECIFICATIONS

### Description

Garantie	Durée de vie limitée
----------	----------------------