

HCPCS:

PRODUCTS	Description
14001-L	Connecteur en forme de L, LAL, 1/unité
14001T	Tube pour 14001/14002,1/ea
14001-T	Connecteur en T pour LAL, 1/unité
14007-3PORT	Adaptateur de tube 3 ports, 14029DP, 1/unité
14007OR-3	Joint torique pour 14007, 3/emballage
14013	CPRPplugForLowAirLossMatt,3Port,1ea
14027-BASE	Base de remplacement pour 14027, 1/unité
14027-CELL	Vessie de remplacement - 14027, 1/ch
14028T	Tube, 7", LAL, 1/ch
14028V	OneWayValveForLowAirLossMatt,1/ea
14029-BASE	Base uniquement pour 14029, 1/unité
14029C	Housse pour 14029,1/pc
14029-CELL	Vessie seulement, 14029,1/ea"
14029-CELL-1	Cellule uniquement wLazer Holes,14029,1/ea
14029-FFTC	Connecteur pour cellule 14029, femelle, 1/unité
14029-FMTC	Connecteur pour cellule 14029, mâle, 1/unité
14029MN	Matelas uniquement, 14029, système à 3 tubes, 1/unité
14030XP-S	Prise de pompe 3 raccords de tuyau, 1/ea