

HCPCS:

PRODUCTS	Description
15005HCN	Commande manuelle, Full Elec.QuickRI1/ea
15005P1023	Manivelle d'urgence, semi, complète, 1/ea
15005P1028	GearBox,Hi/LowShaft,HeadBrd,1/ea
15005P-1028	Libération rapide pour moteur de lit, 1/ea
15005PS1051	Vis de cadre de panneau, lit, 1/ea
15032MHN	HeadMotor15302Lit bariatrique, NewStyle, 1/ch
15300C	Roulette sans blocage, 15300,15302,15303,1/unité
15300CCN	Cordon de connexion moteur pour 15300, 1/unité
15300CL	Roulette avec verrou, 15300,15302,15303,1/unité
15300EC	Roulette Socket7/8 Dia arbre 1/ea
15300FSR	Rails de support de cadre, 15302,15303,1/ea
15300MF	Moteur, pied, baritaric, 1/ea
15300P1014	Insert, Foot Tube,Bariat.Lit,1/ea
15300P1015L	Adjust.Leg,Baria.Bed Headboard,1/ea
15300P1016	Goupille fendue pour lits 15300/2/3, 1/ch
15300PF1015L	Adj jambe et câble pied de lit, 15300, 1/ea
15300PH1014	Insert, Head Tube, Bariat.Bed, 1/ea
15302JB-4PORT	Boîte de jonction 4 ports pour 15302/15303, 1ea
15303P1005	Panneaux de tête composites, 15303, 1ea
15303P1006	Panneau de pied composite, 15303,1/pr/ea
15303P1051	PanelFrame,tête de lit,15303,1/ea