

HCPCS:

PRODUCTS	Description
STDS1005-1	ArrièreEssieuBoltEcrouRondelleSentraInclinable,1 set
STDS2010-22	Oreiller d'appui-tête, fauteuil inclinable Sentra de 22 po, 1 ch.
STDS2012	Appui-tête,16poSentra Recl.1/ch
STDS2324BLK	Siège Uphol 16 "x16" Noir, 1/bte
STDS2550	Cadre de tête, pour SentraRecl, 1/ch
STDS2A2910	Appui-tête Uphol.20"SentraRec.,1/ch
STDS2A2912	Appui-tête Uphol.22""SentraRec.1/ch
STDS2A291L	Cadre latéral Lt.SentraRecl.1/ea
STDS2A2922	Appui-tête Assm.22"SentraRec.1/ch
STDS2A2924	Barre de rigidité,14"Recl.1/ea
STDS2A2932	Barre d'écartement, STD22RB, 1/ch
STDS2A2942	Siège Uphol.22"SentraRecl.1/ch
STDS4014L	iston,Sentra Recl.Gauche,1/ch
STDS4014R	Piston,Sentra Recl.Rt.1/ch
STDS4035L	PushToLockBrakeSentraInclinable,gauche,1/ch
STDS4035R	PushToLockBrakeSentraInclinable,droite,1/ch
STDS4040	Levier de dégagement,Rt.Recl.Whch.1/ea
STDS4041	ReleaseLever,Lt.Recl.Whch.1/ea
STDS4Q2007BLK	Coussin de mollet universel avec vis, noir, 1/unité
STDS900K	Bouton, Sprder barSentraRecl.1/ea