



Coussin de siège pivotant rembourré

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B

- Le siège pivotant permet à l'individu de tourner jusqu'à 360 degrés
- Rend monter ou descendre d'un siège ou d'une chaise facile et confortable (Figure A)
- Durable et stable
- Portable : ne pèse que 3,25 lbs
- Dimensions : 15" de diamètre
- Emballé au détail
- Capacité de poids de 300 lbs

PRODUCTS

RTLAGF-300

Description

Coussin de siège pivotant, gris, RTL, 1EA, 8/CS