

## Coussin gonflable en caoutchouc

HCPCS:



FIGURE A

- Coussin durable et épais qui épouse les contours naturels du corps pour plus de confort
- Se nettoie avec juste un chiffon humide
- Facile à gonfler et à dégonfler
- Le produit contient du caoutchouc naturel
- Emballé au détail
- Dimensions : 14" de diamètre (35 56 cm) lorsqu'il est gonflé, 3,75" (8,89 cm) de haut lorsqu'il est gonflé
- Capacité de poids 300 lbs

### PRODUCTS

### Description

RTLPC23346

Coussin gonflable, caoutchouc, rouge, 1EA, 6/CS