

Coussin gonflable en vinyle

HCPCS:



FIGURE A

- Aide à fournir à la fois soutien et confort lorsque vous êtes assis pendant de longues périodes
- Le gonflage ou le dégonflage est facile grâce à la valve push-pull pratique
- Facile à nettoyer
- Emballé au détail
- Dimensions : 13" de diamètre (33 cm), 3" (7,6 cm) de haut une fois gonflé

PRODUCTS

RTLPC23245

Description

Coussin gonflable, vinyle, clair, 1EA, 6/CS