

## Fauteuil roulant Airgo ProCare IC (contrôle des infections)

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D

- Conçu sur la base des commentaires des professionnels de la santé, notre fauteuil roulant Airgo ProCare IC dépasse les normes de qualité institutionnelles et présente des points de contact faciles à nettoyer et à désinfecter
- Sa conception simplifiée ainsi que des roues mag se combinent pour le rendre plus léger et plus durable
- Dispose de deux positions d'essieu qui permettent de varier les hauteurs du siège au sol
- Cadre en acier chromé robuste
- Pneus pleins avec freins réglables et ensembles de roulements étanches
- Poignées ergonomiques et revêtement en naugahyde noir ignifuge
- Durabilité testée par les institutions et qualité éprouvée
- Points de contact exclusifs sont faciles à nettoyer et à désinfecter
- Sans latex

### PRODUCTS

### Description

PRODUCTS	Description
700-525	A PRO.IC WC Fix-FULL ARM, FOOTR. 16",1EA
700-622	UN PRO.IC WC Det-FULL ARM, FOOTR. 18",1EA
700-623	UN PRO.IC WC Det-PLEIN BRAS, LEGR. 18",1EA
700-625	A PRO.IC WC Fix-FULL ARM, FOOTR. 18",1EA
700-626	UN BRAS PRO.IC WC Fix-FULL, LEGR. 18",1EA
700-638	UN PRO.IC WC Det-PLEIN BRAS, LEGR. 20",1EA