

Trapèze Silver Vein autoportant

HCPCS:



- Conçu pour aider les personnes plus grandes à changer de position au lit et faciliter le transfert du lit aux chaises
- Facile à assembler (ne nécessite qu'une perceuse, un maillet en caoutchouc et une douille avec clé)
- La flèche aérienne pivote de 0° à 180°
- La chaîne est réglable du bord de la tête de lit à l'extrémité de la flèche en la glissant dans la position souhaitée

PRODUCTS

Description

PRODUCTS	Description
13039SV	BariatriqueFreeStandingTrapeze SV,1/ea

SPECIFICATIONS

Description

Capacité de poids	1000 livres
Longueur de la flèche	36"
Poids à l'expédition du carton	110 livres.
Poids	100 livres.