

Tabouret pivotant à hauteur réglable

HCPCS:



- Réglage de la hauteur de la vis en douceur de 17,5" à 24"
- Arbre à vis en acier massif
- Construction tubulaire en acier chromé de 1"
- 14" diamètre du siège
- Siège rembourré de 4" d'épaisseur (noir)
- Quatre roulettes à capuchon
- Couleurs de siège en option disponibles
- Quantité minimale requise

PRODUCTS

Description

13034	Tabouret, rond, noir, à roulettes, 1/cs
-------	---

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Capacité de poids	250 livres
Réglage de la hauteur	17,5" - 24"