

## Alarme patient sensible à la pression pour fauteuil et lit

HCPCS:




FIGURE A

- Alerte le soignant avec une alarme audio lorsque le patient sort d'une chaise ou d'un lit
- Le coussinet sensible à la pression se connecte à l'alarme audio
- L'alarme est livrée avec une sécurité alerte, interrupteur marche/arrêt et avertissement de batterie faible
- Livré avec une pile 9 V (incluse)

### PRODUCTS

#### Description

13605	Alarme patient, chaise, 1/ea
13606	Alarme patient, lit, 1/ea
13608	Alarme patient de taille de chaise avec Res, 1/ea
13609	Alarme patient de taille de lit avec réinitialisation, 1/ch

### SPECIFICATIONS

#### Description

Garantie	(alarme) 6 mois
----------	-----------------

### ACCESSORIES

#### Description

136DC	ADAPTATEUR CA D'ALARME, 1/EA, 25/CV, CS
-------	---