

## Ascenseur bariatrique à piles

HCPCS: E0635



- Pour charger, il suffit de brancher l'appareil La batterie n'a pas besoin d'être retirée pour être chargée
- Le lève-personne ne fonctionnera pas lorsqu'il est branché Idéal pour une utilisation à domicile
- La pompe à actionneur Jumbo avec bouton d'urgence peut passer en mode manuel pour abaisser le patient en toute sécurité ° rotation avec crochet à 4 points (peut tenir sous le lit)
- Capacité de poids 600 lb

### PRODUCTS

#### Description

13244	Ascenseur bariatrique, élu, style soins à domicile, 1/cs
-------	--

### SPECIFICATIONS

#### Description

Garantie	Durée de vie sur le châssis 1 an sur les composants et parties électriques
Capacité de poids	600 livres
Dégagement de la base	2"
Hauteur de flèche	32" - 75,5"
Poids à l'expédition du carton	148 livres.
Roulettes	3" avant   4" arrière
Moteur	Moteur Linak
Poids	132 livres.