

Élévateur de plancher LEVANTAR, base électrique 500 lb

HCPCS: E0635



FIGURE A




FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E




FIGURE F



FIGURE G



FIGURE H

- Capacité de poids de 500 lbs
- Option de base : Puissance
- Design élégant et contemporain avec des lignes douces mais toujours robustes
- Caractéristiques que vous attendez dans un ascenseur Premium
- Les roulettes arrière scellées surdimensionnées roulent facilement et se verrouillent en toute sécurité
- Soulève facilement le résident du sol
- Les commandes redondantes permettent une utilisation même si la commande manuelle est inutilisable
- Intelligent et ; Technologie de sécurité Écran LCD Indicateur visuel de niveau de charge de la batterie sur la télécommande et le module de commande de l'ascenseur Indicateur de niveau d'alerte de batterie faible audible Arrêt de sécurité de l'ascenseur si un résident ou un soignant entre accidentellement dans du bras de la flèche Alerte sonore si le pont élévateur détecte une surcharge de poids Surveillance de la maintenance : par mois ou cycles de levage Alerte sonore indiquant que la maintenance est due li>
- Indicateur visuel de niveau de charge de la batterie sur la télécommande et le module de commande de l'ascenseur
- Indicateur de niveau d'alerte de batterie faible audible
- Arrêt de sécurité de l'ascenseur si un résident ou un soignant entre accidentellement dans du bras de la flèche
- Alerte sonore si le pont élévateur détecte une surcharge de poids
- Surveillance de la maintenance : par mois ou cycles de levage
- Alerte sonore indiquant que la maintenance est due
- NOUVEAU berceau à six points avec pinces à ressort offre une empreinte de pied plus sûre et plus large réduisant la compression de l'élingue, hauteur peu profonde
- offre une plus grande plage de hauteur
- Peut être chargé sur ou hors de l'élévateur
- Comprend 1 batterie et un support de chargeur externe

PRODUCTS

Description

FLP500	Élévateur au sol Levantar, base motorisée, 500 lb
--------	---

SPECIFICATIONS

Description

Poids de la batterie	7,9 livres (5,0A), 4,9 livres (2,9A)
Garantie de la batterie	1 an
Hauteur de flèche	33" - 76"
Garantie sur la batterie	1 an

ACCESSORIES

Description

FLSCALE	Pèse-personne de capacité de 660 lb, EA
13012	Sangle patient, toile, 1/boîte, BX
13019	Chaînes pour Lft Patient, 1pr/bx, BX

ACCESSORIES**Description**

13025	Sling,Polystr.for Lift 1/ea, BX
13026	Sling,Polystr.w/Cmde Open1/ea, BX