

Élévateur de plancher LEVANTAR, base manuelle 500 lbs

HCPCS: E0635



FIGURE A



FIGURE B




FIGURE C




FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F



FIGURE G



FIGURE H

- Capacité de poids de 500 lb
- Option de base : manuelle
- Design élégant et contemporain avec des lignes douces mais toujours robustes
- Arrière scellé surdimensionné les roulettes roulent facilement et se verrouillent en toute sécurité
- Soulève facilement le résident du sol
- Les commandes redondantes permettent une utilisation même si la commande manuelle est inutilisable
- Smart & ; Technologie de sécurité Écran LCD Indicateur visuel de niveau de charge de la batterie sur la télécommande et le module de commande de levage Indicateur de niveau de carburant audible pour alerte de batterie faible Arrêt de sécurité de l'ascenseur si le résident ou le soignant se sur le chemin du bras de flèche Alerte sonore si le pont élévateur détecte une surcharge de poids Surveillance de la maintenance : par mois ou cycles de levage Alerte sonore indiquant que la maintenance est due
- Indicateur visuel de niveau de charge de la batterie sur la télécommande et le module de commande de levage
- Indicateur de niveau de carburant audible pour alerte de batterie faible
- Arrêt de sécurité de l'ascenseur si le résident ou le soignant se sur le chemin du bras de flèche
- Alerte sonore si le pont élévateur détecte une surcharge de poids
- Surveillance de la maintenance : par mois ou cycles de levage
- Alerte sonore indiquant que la maintenance est due
- NOUVEAU berceau à six points avec pinces à ressort offre une empreinte de pied plus sûre et plus large réduisant la compression de la sangle, la hauteur peu profonde offre une plus grande plage de hauteur
- Peut être chargé sur ou hors de l'élévateur
- Comprend 1 batterie et un support de chargeur externe

PRODUCTS

Description

FLNP500	Élévateur au sol Levantar, base manuelle, 500 lb
---------	--

SPECIFICATIONS

Description

Poids de la batterie	7,9 lb (5,0 A), 4,9 lb (2,9 A)
Hauteur de flèche	33" - 76"
Garde au sol	2,9"
Garantie sur la batterie	1 an

ACCESSORIES

Description

FLSCALE	Pèse-personne de capacité de 660 lb, EA
13012	Sangle patient, toile, 1/boîte, BX
13019	Chaînes pour Lft Patient, 1pr/bx, BX
13025	Sling, Polystr. for Lift 1/ea, BX
13026	Sling, Polystr. w/Cmde Open 1/ea, BX

ACCESSORIES

Description

13060	Harnais bariatrique,toile,1/bte, BX
13061	BariatricSlingw/ComdeOpen,Toile,1/bte, BX
13232	Sangles pour sangles patient, 1 jeu, BX
13220L	U-Sling 4pt rembourré Lg.1/bte, BX
13220M	U Sling 4pt rembourré Med, 1/boîte, BX
13220S	U-Sling 4pt rembourré Sm,1/bte, BX
13220XL	U-Sling 4pt rembourré X-lg,1/bte, BX
13221L	Élingue avec Cmde.Mesh,Lg,1/bte, BX
13221M	Sling,w/Comde,MeshMed,1/bte, BX
13221XL	Élingue avec Cmde, Mesh, XL, 1/bte, BX
13221XXL	Sling Full Body XXL Mesh 1/bte, BX
13222L	Sling Full Body Lg Solid 1/bte, BX
13222M	Sling Full Body Med Solide 1/bte, BX
13223L	Sling Full Body Lg Mesh 1/bte, BX
13223M	Sling Full Body Med Mesh 1/boîte, BX