

Élévateur de plancher LEVANTAR, base manuelle 500 lbs

HCPCS: E0635



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C




FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F



FIGURE G



FIGURE H

- Capacité de poids de 500 lb
- Option de base : manuelle
- Design élégant et contemporain avec des lignes douces mais toujours robustes
- Arrière scellé surdimensionné les roulettes roulent facilement et se verrouillent en toute sécurité
- Soulève facilement le résident du sol
- Les commandes redondantes permettent une utilisation même si la commande manuelle est inutilisable
- Smart & ; Technologie de sécurité Écran LCD Indicateur visuel de niveau de charge de la batterie sur la télécommande et le module de commande de levage Indicateur de niveau de carburant auditable pour alerte de batterie faible Arrêt de sécurité de l'ascenseur si le résident ou le soignant se sur le chemin du bras de flèche Alerte sonore si le pont élévateur détecte une surcharge de poids Surveillance de la maintenance : par mois ou cycles de levage Alerte sonore indiquant que la maintenance est due
- Indicateur visuel de niveau de charge de la batterie sur la télécommande et le module de commande de levage
- Indicateur de niveau de carburant auditable pour alerte de batterie faible
- Arrêt de sécurité de l'ascenseur si le résident ou le soignant se sur le chemin du bras de flèche
- Alerte sonore si le pont élévateur détecte une surcharge de poids
- Surveillance de la maintenance : par mois ou cycles de levage
- Alerte sonore indiquant que la maintenance est due
- NOUVEAU berceau à six points avec pinces à ressort offre une empreinte de pied plus sûre et plus large réduisant la compression de la sangle, la hauteur peu profonde offre une plus grande plage de hauteur
- Peut être chargé sur ou hors de l'élévateur
- Comprend 1 batterie et un support de chargeur externe

PRODUCTS

Description

| | |
|---------|--|
| FLNP500 | Élévateur au sol Levantar, base manuelle, 500 lb |
|---------|--|

SPECIFICATIONS

Description

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Poids de la batterie | 7,9 lb (5,0 A), 4,9 lb (2,9 A) |
| Hauteur de flèche | 33" - 76" |
| Garde au sol | 2,9" |
| Garantie sur la batterie | 1 an |

ACCESSORIES

Description

| | |
|---------|---|
| FLSCALE | Pèse-personne de capacité de 660 lb, EA |
| 13012 | Sangle patient, toile, 1/boîte, BX |
| 13019 | Chaînes pour Lft Patient, 1pr/bx, BX |
| 13025 | Sling,Polystr.for Lift 1/ea, BX |
| 13026 | Sling,Polystr.w/Cmde Open1/ea, BX |

ACCESSORIES

Description

| | |
|----------|---|
| 13060 | Harnais bariatrique,toile,1/bte, BX |
| 13061 | BariatricSlingw/ComdeOpen,Toile,1/bte, BX |
| 13232 | Sangles pour sangles patient, 1 jeu, BX |
| 13220L | U-Sling 4pt rembourré Lg.1/bte, BX |
| 13220M | U Sling 4pt rembourré Med, 1/boîte, BX |
| 13220S | U-Sling 4pt rembourré Sm,1/bte, BX |
| 13220XL | U-Sling 4pt rembourré X-lg,1/bte, BX |
| 13221L | Élingue avec Cmde.Mesh,Lg,1/bte, BX |
| 13221M | Sling,w/Comde,MeshMed,1/bte, BX |
| 13221XL | Élingue avec Cmde, Mesh, XL, 1/bte, BX |
| 13221XXL | Sling Full Body XXL Mesh 1/bte, BX |
| 13222L | Sling Full Body Lg Solid 1/bte, BX |
| 13222M | Sling Full Body Med Solide 1/bte, BX |
| 13223L | Sling Full Body Lg Mesh 1/bte, BX |
| 13223M | Sling Full Body Med Mesh 1/boîte, BX |