

## Lève-patient hydraulique Silver Vein de luxe

HCPCS: E0630



- Construction en acier Silver Vein
- Barre pivotante à 6 points pouvant accueillir 2 ou 4 sangles d'élingue plus 2 connexions de chaîne
- L'hydraulique haute performance soulève ou abaisse les individus progressivement et en toute sécurité depuis n'importe quelle position fixe
- Choisissez des roulettes de 3" ou 5"
- Base à largeur réglable

**PRODUCTS****Description**

13023SV

Ascenseur patient, nouveau style, veine d'argent, 1/cs

**SPECIFICATIONS****Description**

Garantie

Durée de vie limitée (cadre), limitée à 1 an (pompe)

Capacité de poids

450 livres

Hauteur de flèche

17,5" - 72" (13023SV)

Poids à l'expédition du carton

84 livres.

Roulettes

5" (13023SV)

Poids

72 livres.