

Tapis de chute à réduction d'impact PrimeMat 2.0

HCPCS:



- La longueur totale de 72" offre une couverture maximale à côté du lit
- Résistant et léger - Les tapis sont construits à partir d'un noyau intérieur en mousse de polyuréthane moulé de haute qualité (210kgs/mètre cube) pour fournir une absorption et un rebond maximum à réduire l'impact en cas de chute
- Réussi 5 pieds "Egg Drop Test" - un uf est tombé de 5 pieds au-dessus du tapis sans dommage
- Profil bas avec bords effilés permettant l'équipement tels que les tables de lit ou les lève-personnes pour se retourner facilement
- Le filet inférieur antidérapant maintient le tapis en place pour éviter les trébuchements accidentels
- Le dessus en similicuir en PVC antidérapant gaufré n'est pas seulement attrayant mais extrêmement durable et résistant aux perforations
- Le motif antidérapant aide à minimiser les glissades et est facile à nettoyer avec un savon doux et de l'eau
- Disponible en deux couleurs marron et gris

PRODUCTS

Description

PM20GA	PrimeMat 2.0 (Gris) 70x24x.75/1 EA/5 CV
--------	---

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Limité à 1 an
----------	---------------