

Armoire 2 portes Oslo



HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C

- Stratifié thermofusionné à haute pression
- Charnières de style européen offrant 110 ° ; ouverture accessible
- Poignées de porte contemporaines avec finition nickel brossé
- Le dos ventilé permet la circulation de l'air dans tout l'intérieur de l'armoire
- Disponible en trois options de finition (cerisier OSLO, chêne OSLO et Acajou figuré d'OSLO)
- Spécifications : 23"l x 23,00"d x 78"h

PRODUCTS

Description

| | |
|----------|------------------------------------|
| NOW2D-C | Armoire 2 portes, Lg, merisier |
| NOW2D-FM | Armoire 2 Portes, Lg, Acajou FIGUE |
| NOW2D-O | Armoire 2 Portes, Lg, Chêne |

SPECIFICATIONS

Description

| | |
|------------|-----------------------------|
| Dimensions | 23" (D) x 30" (W) x 78" (H) |
| Poids | 179 lb, 81 kg |