

## Armoire de chevet à 3 tiroirs Oslo

HCPCS:



- Stratifié thermofusionné haute pression
- Top stratifié haute pression
- Le tiroir supérieur verrouillable est un standard
- Glissières de tiroir à roulement à billes à extension complète avec les arrêts en caoutchouc assurent un fonctionnement en douceur et une fermeture silencieuse
- Poignées de tiroir contemporaines avec finition nickel brossé
- Le dos ventilé permet la circulation de l'air dans tout l'intérieur de l'armoire
- Disponible en trois options de finition (cerisier OSLO, chêne OSLO et acajou figuré OSLO)
- Spécifications : ; 21"l x 18,00"p x 29,5"h

| PRODUCTS  | Description                                   |
|-----------|-----------------------------------------------|
| NOBS3D-C  | Armoire de chevet Oslo, 3 tiroirs, cerisier   |
| NOBS3D-FM | Armoire de chevet Oslo, 3 tiroirs, FIG Acajou |
| NOBS3D-O  | Table de chevet Oslo, 3 tiroirs, chêne        |