

Meuble de chevet 1 tiroir Oslo

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B

- Stratifié thermofusionné haute pression
- Top stratifié haute pression
- Le tiroir supérieur verrouillable est un standard
- Glissières de tiroir à roulement à billes à extension complète avec les butées en caoutchouc assurent un fonctionnement en douceur, une fermeture silencieuse
- Les charnières de style européen offrent un angle de 110 ° ; ouverture accessible
- Poignées de tiroir contemporaines avec finition nickel brossé
- Le dos ventilé permet la circulation de l'air dans tout l'intérieur de l'armoire
- Disponible en trois options de finition (cerisier OSLO, chêne OSLO et Acajou figuré d'OSLO)
- Spécifications : 21"l x 18,00"d x 29,5"h

PRODUCTS**Description**

PRODUCTS	Description
NOBS1D1D-C	Table de chevet Oslo, 1D/1D, cerisier
NOBS1D1D-FM	Armoire de chevet Oslo, 1D/1D, FIG Acajou
NOBS1D1D-O	Table de chevet Oslo,1D/1D,chêne