

## Table de chevet 1 tiroir

HCPCS:



- Finition de l'armoire en stratifié à grain de bois haute pression, bords en bois enterrés avec dessus en stratifié haute pression, façade et porte du tiroir avec détails en bois véritable surélevés, pieds en bois massif
- Disponible dans les six grains de bois les plus populaires Finitions
- Les glissières des tiroirs sont revêtues d'époxy et ont une capacité de 100 lb (Figure A)
- Les charnières de style européen offrent une ouverture accessible à 110 ° et une fonction de fermeture automatique (Figure B)
- Garantie : Sept ans

### PRODUCTS

### Description

RS-BDSC-11

Chevet Riverside 1 porte/1 porte