

## Fauteuil inclinable à 3 positions, bariatrique

HCPCS:



- 3 positions : vertical (Figure A), inclinaison profonde et repose-jambes/repose-pieds surélevé (Figure B)
- La barre de verrouillage rétractable sécurise le fauteuil dans la position souhaitée
- >La suspension auto-ajustable dans le siège empêche le creux
- Les panneaux latéraux "se détachent" pour un nettoyage et un entretien faciles
- Le grand plateau moulé par soufflage se verrouille en 5 positions et peut être rangé sur le côté de la chaise
- Les roulettes de 5" (dont 2 avec verrous) facilitent le déplacement et la fixation du fauteuil inclinable
- Les accoudoirs larges et confortables sont inclinés pour fournir un soutien dans n'importe quelle position inclinée
- Le cadre en acier robuste de couleur neutre est facile à nettoyer et à entretenir
- La barrière anti-humidité sur le siège empêche les infiltrations
- Appui-tête intégré confortable

### PRODUCTS

### Description

D574EW-CHAR	Charbon extra large à 3 positions
D574EW-CHOC	Chocolat extra large à 3 positions
D574EW-R	Fauteuil inclinable à 3 positions, extra large, 1/cs
D574EW-TAN	bronzage extra large à 3 positions

### SPECIFICATIONS

### Description

Garantie	Durée de vie limitée sur le cadre, 1 an sur le rembourrage et les pièces mobiles
Dimensions du siège	20" (P) x 25" (L) x 21" (H)
Capacité de poids	500 livres
Poids à l'expédition du carton	127 livres
Largeur entre les bras	24,5"