

## Fauteuil inclinable de soins cliniques

HCPCS:



- Idéal pour une utilisation dans la dialyse, la collecte de sang, les soins respiratoires et cardiaques
- La chaise peut être positionnée dans 4 positions : debout (Figure A), TV (Figure B), Inclinaison complète (Figure C) et Trendelenburg
- L'inclinaison profonde et la position Trendelenburg ne peuvent être atteintes que par un accompagnateur
- La bouteille de gaz contrôle l'inclinaison profonde et la position Trendelenburg
- Les panneaux latéraux "pop-off" pour un nettoyage et un entretien faciles
- Poignée de déverrouillage du cylindre à gaz pour un déverrouillage rapide du dossier
- La poignée de déverrouillage peut être actionnée de chaque côté du fauteuil
- Les accoudoirs larges et confortables sont inclinés pour fournir un soutien dans n'importe quelle position inclinée
- Les accoudoirs rembourrés offrent un confort supplémentaire en position inclinée
- Le cadre en acier robuste de couleur neutre est facile à nettoyer et à entretenir
- Confortable intégré appui-tête
- La mousse et le vinyle sont conformes à la norme California Technical Bulletin 117

### PRODUCTS

#### Description

D577-CHAR	Fauteuil inclinable clinique, charbon de bois
D577-CHOC	Fauteuil inclinable clinique, chocolat
D577-TAN	Fauteuil inclinable clinique, havane

### SPECIFICATIONS

#### Description

Garantie	Durée de vie limitée sur le cadre, 1 an sur le rembourrage et les pièces mobiles
Poids du produit	115 livres.
Dimensions du siège	21,5" (H) X 21,5" (L) X 20" (P)
Capacité de poids	250 livres
Poids à l'expédition du carton	135 livres.
Largeur entre les bras	22"

### PARTS

#### Description

D574P-1048-R	Support de réglage d'appui-tête, D574/D574EW, droit, 1 pièce, EA
D577P-1004BR	Coussin d'aile latéral, D577 BlueRidge, 1ea, EA
D577P-1004J	Coussin d'aile latéral, D577 Jade, 1ea, EA
D577P-1004R	Coussin d'aile latéral, palissandre D577, 1ea, EA
D577P-1001	Câble inclinable, D577, 1/ch, EA
D577P-1005	Poignée de déverrouillage du fauteuil inclinable, D577, 1/ch, EA
D577P-1060	Barre de poussée arrière, D577, 1/ea, EA
D577BACK-J	DosSeul,D577-J,Jade,1/ch, EA

PARTS	Description
D577P-1010J	Repose-pieds,D577,Jade,1/bte, EA
D577P-1075	Panneaux latéraux formés, Lft& Rt, 1/boîte, BX
D577P-1026	Roulettes avant,D577,1pr/bte, BX
D577P-1018BR	Accoudoir, BlueRidge, D577, 1/ch, EA
D577P-1018J	Accoudoir, Jade, D577, 1/ch, EA
D577P-1065	Assemblage de table d'appoint, D577, 1/ch, EA
D577P-1022	Support de dégagement de piston inclinable, D577, 1ea, EA
D577P-1050	Piston inclinable, D577, 1ea, EA
D577P-1058	Pack matériel, D577, 1 jeu/boîte, BX
D577P-1012	Panneau de protection, D577, 1/ea, EA
D574P-1048	Appui-têteAdjBracket, D574/D574EW, Gauche, 1ea, EA
D574P-1035	Mécanisme inclinable,D574,Rt.&Lf,1/bte, BX