

Fauteuil inclinable de soins cliniques

HCPCS:



- Idéal pour une utilisation dans la dialyse, la collecte de sang, les soins respiratoires et cardiaques
- La chaise peut être positionnée dans 4 positions : debout (Figure A), TV (Figure B), Inclinaison complète (Figure C) et Trendelenburg
- L'inclinaison profonde et la position Trendelenburg ne peuvent être atteintes que par un accompagnateur
- La bouteille de gaz contrôle l'inclinaison profonde et la position Trendelenburg
- Les panneaux latéraux "pop-off" pour un nettoyage et un entretien faciles
- Poignée de déverrouillage du cylindre à gaz pour un déverrouillage rapide du dossier
- La poignée de déverrouillage peut être actionnée de chaque côté du fauteuil
- Les accoudoirs larges et confortables sont inclinés pour fournir un soutien dans n'importe quelle position inclinée
- Les accoudoirs rembourrés offrent un confort supplémentaire en position inclinée
- Le cadre en acier robuste de couleur neutre est facile à nettoyer et à entretenir
- Confortable intégré appui-tête
- La mousse et le vinyle sont conformes à la norme California Technical Bulletin 117

PRODUCTS

Description

D577-CHAR	Fauteuil inclinable clinique, charbon de bois
D577-CHOC	Fauteuil inclinable clinique, chocolat
D577-TAN	Fauteuil inclinable clinique, havane

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée sur le cadre, 1 an sur le rembourrage et les pièces mobiles
Poids du produit	115 livres.
Dimensions du siège	21,5" (H) X 21,5" (L) X 20" (P)
Capacité de poids	250 livres
Poids à l'expédition du carton	135 livres.
Largeur entre les bras	22"