

Chariot à double oxygène

HCPCS:




FIGURE A



- Le chariot à veine argentée léger peut accueillir deux cylindres de taille "D" ou "E"
- La poignée est réglable pour s'adapter à la plupart des individus
- Finition de la veine argentée facile à maintenir et moins d'apparence institutionnelle (Figure A)
- Les grandes roues composites permettent une manuvre facile et sûre

PRODUCTS

Description

13001SV-2	Chariot à bouteilles d'oxygène, double, argent, 2/cs
-----------	--

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Capacité de poids	80 livres
Hauteur	12,2"
Longueur	38,6"-41,9"
Poids à l'expédition du carton	22 livres.
Poids	5,4 livres.