

Table de chevet 1 tiroir



HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B

- Le dessus et les côtés sont en mélamine thermofusionnée à haute pression avec un bord en vinyle assorti sur le dessus
- Disponible dans les neuf finitions de grain de bois les plus populaires
- Les glissières des tiroirs sont revêtues d'époxy et ont 100 lb (Figure A)
- Les charnières de style européen offrent une ouverture accessible à 110° et une fonction de fermeture automatique (Figure B)
- L'arrière ventilé permet la circulation de l'air dans tout l'intérieur de l'armoire (Figure C)
- Garantie : Sept ans

PRODUCTS

Description

BW-BDSC-11

Brownlee Woods 1 porte, 1 tiroir de chevet