

## Table de lit bariatrique

HCPCS:



- Base et colonnes disponibles dans d'autres finitions à revêtement en poudre
- En position verrouillée, la table peut supporter 500 lb (Figure A)
- Structure renforcée avec un acier cadre soudé
- Le cadre s'étend sur pratiquement toute la longueur du plateau
- La hauteur du plateau de table s'ajuste de 30" à 45" par incréments de 1"
- Grand, haute pression le dessus de table en stratifié mesure
- 18" x 40" pour atteindre la ligne centrale de la plupart des lits bariatriques
- Base et colonne enduites de poudre
- Les roulettes pivotantes de 2" font pour une maniabilité aisée
- H Base Opal Frame sans vanity

### PRODUCTS

### Description

13080-HOBO	OBT-Bariatric-BO-H-Opal-SpclOrdr
13080-HODM	OBT-Bariatric-DM-H-Opal-SpclOrdr
13080-HOEO	OBT-Bariatric-EO-H-Opal-SpclOrdr
13080-HOFM	OBT-Bariatric-FM-H-Opal-SpclOrdr
13080-HONT	OBT-Bariatric-NT-H-Opal-SpclOrdr
13080-HOQO	OBT-Bariatric-QO-H-Opal-SpclOrdr
13080-HOSO	OBT-Bariatric-SO-H-Opal-SpclOrdr
13080-HOWC	OBT-Bariatric-WC-H-Opal-SpclOrdr

### SPECIFICATIONS

### Description

Garantie	Durée de vie limitée
Capacité de poids	500 livres
Hauteur	30" x 45"
Dimensions du socle	18" (P) x 42" (L)
Poids à l'expédition du carton	75 livres
Poids	70 livres