

Table de lit basse

HCPCS: E0274



- Conçu spécifiquement pour une utilisation avec des lits bas avec un dégagement entre le cadre et le sol de 3,25"
- Dessus en mélamine grain de bois noyer
- Le plateau peut être relevé ou abaissé dans des réglages infinis entre 19,5" - 27,5"
- Le dessus de table peut être soulevé avec la moindre pression vers le haut
- Le cadre est construit avec de l'acier tubulaire et une finition chromée attrayante et durable
- Les roulettes pivotantes permettent maniabilité facile

PRODUCTS	Description
13081	Table de lit, style bas, 1/ch

SPECIFICATIONS	Description
Garantie	Durée de vie limitée
Capacité de poids	100 livres
Hauteur	19,5" - 27,5"
Dimensions du socle	15" x 28"
Poids à l'expédition du carton	28 livres.
Poids	25 livres.