

Table de lit pivotante et inclinable

HCPCS: E0274



FIGURE A

- Le mât de la table pivote et peut être verrouillé dans l'une des trois positions de plat sur le sol à 90° (Figure A)
- Nouveau tube plus grand et amélioré
- La fonction de pivot permet au plateau de table d'être positionné plus près des personnes dans un lit, assis dans un fauteuil roulant ou plié pour le stockage
- Le plateau de table s'incline avec l'angle du mât pour fournir une surface plane quel que soit l'angle du mât
- Quatre roulettes de 2" (dont deux verrouillables)
- Seules les roues doivent être installées

PRODUCTS	Description
13000	Table de lit, pivot/inclinaison, 1/cs
SPECIFICATIONS	Description
Garantie	Durée de vie limitée
Capacité de poids	40 livres
Poids à l'expédition du carton	22 livres
Ajustement de table	28" - 37"
Poids	21 livres