

## Chaise d'aisance bariatrique de luxe à bras tombant

HCPCS: E0168



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F



FIGURE G



FIGURE H

- Le mécanisme de bras facile à libérer permet des transferts latéraux sûrs du patient vers et depuis la chaise d'aisance
- Le tube en acier durable, robuste et revêtu de poudre grise est robuste et facile à entretenir
- Grand siège encliquetable durable
- Les accoudoirs rembourrés offrent confort et stabilité
- Le seau se glisse facilement depuis l'avant de la commode
- Livré avec un seau d'aisance de 12 pintes et un couvercle qui s'enlève de l'avant
- Capacité de poids 1000 lbs
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

### PRODUCTS

### Description

11135-1	Commode, DropArm surdimensionné, 1/cs
---------	---------------------------------------

### SPECIFICATIONS

### Description

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	23,25" (L) x 18,5" (P)
Capacité de poids	1000 livres
Hauteur	17,5" - 22"
Poids à l'expédition du carton	26 livres
Réglage de la hauteur	17,5" - 22"
Poids	21 livres