

Chaise d'aisance de douche bariatrique en aluminium de réadaptation

HCPCS:



- La conception polyvalente 3-en-1 permet à ce modèle d'être facilement positionné au-dessus d'une toilette standard, utilisé comme chaise d'aisance ou chaise de douche portable autonome.
- Régler simplement et rapidement la hauteur pour atteindre la position assise idéale.
- Les accoudoirs rembourrés et rabattables offrent un soutien supérieur et créent une surface confortable et antidérapante pour une prise en main sûre et sécurisée lorsque vous êtes assis ou debout.
- Seau d'aisance facile à vider pour réduire les éclaboussures et les déversements. ; Utilisez des doublures d'aisance pour un nettoyage encore plus rapide et moins de désordre !
- Les roulettes verrouillables de 5 pouces permettent une sécurité supplémentaire lorsque l'unité n'est pas en mouvement.
- Rembourré durable et facile à nettoyer siège (22" x 17") et dossier.
- L'ouverture du siège permet un accès libre à la zone périnéale pour un nettoyage facile et efficace.
- Repose-pieds pivotants amovibles avec hauteur et angle ajustements.
- À la fois léger et durable, le cadre en aluminium résistant à la rouille supporte jusqu'à 500 lb.
- Assemblage simple et sans outil.

PRODUCTS

Description

| | |
|-----------|---|
| NRS185008 | Chaise de douche et d'aisance Bari, 1/unité |
|-----------|---|

SPECIFICATIONS

Description

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Garantie | Durée de vie limitée |
| Dimensions du siège | 22" (L) x 17,1" (H) |
| Capacité de poids | 500 livres |
| Hauteur du siège au sol | 20,5" - 22,4" |
| Largeur hors tout | 26" |