

Chaise d'aisance pliante bariatrique

HCPCS: E0168



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E

- Assemblage sans outil en 3 étapes faciles (Figure A - C)
- S'ouvre et se plie facilement pour le stockage et le transport
- Plastique durable de 16 ½ " de profondeur -sur siège avec couvercle
- Accoudoirs en plastique pour plus de confort
- Dossier amovible sans outil
- Livré complet avec seau d'aisance de 12 pintes avec poignée de transport, couvercle et éclaboussures bouclier
- Capacité de poids 650 lbs
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

PRODUCTS**Description**

11117N-1	Chaise d'aisance bariatrique pliante (siège profond),1/cs
----------	---

SPECIFICATIONS**Description**

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	13,75" (L) x 16,5" (P)
Capacité de poids	650 livres
Hauteur	15,5" - 22"
Poids à l'expédition du carton	25 livres
Poids	19 livres