

Chaise d'aisance en acier à bras tombant avec roues et accoudoirs rembourrés

HCPCS: E0165 OR E0166



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F



FIGURE G



FIGURE H

- Le mécanisme de bras facile à libérer permet des transferts latéraux sûrs du patient vers et depuis la chaise d'aisance
- Le bras offre un soutien supplémentaire pendant le transfert
- Fabriqué en acier de 1"
- Le cadre enduit de poudre blanche est attrayant et facile à entretenir
- Les accoudoirs rembourrés offrent un confort et un soutien supplémentaires
- Livré avec un seau d'aisance de 7,5 pintes avec poignée de transport et pare-éclaboussures
- Roulettes pivotantes résistantes à la rouille (2 avec verrous)
- Garantie à vie limitée
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

PRODUCTS

Description

11101W-2	Commode, bras tombant avec roues, 2/cs
----------	--

SPECIFICATIONS

Description

Garantie	Durée de vie limitée
Dimensions du siège	14,25" (L) x 16,75" (P)
Capacité de poids	300 livres
Hauteur	17" - 21"
Poids à l'expédition du carton	47 livres
Poids	22 livres