

Commode de luxe en acier à bras tombant

HCPCS: E0165,E0165



FIGURE A

Bras tombant pour faciliter les transferts, commode légère avec une largeur accrue entre les bras.

PRODUCTS**Description**

PRODUCTS	Description
11125KD-1	Commode Drop Arm, Knock Down, 1/cs

SPECIFICATIONS**Description**

SPECIFICATIONS	Description
Poids du produit	18 livres
Dimensions du siège	13,75" - 16,5"
Capacité de poids	300 lb
HCPCS	E0165
Réglage de la hauteur	20" - 24"
Largeur entre les bras	19,75"
Prop. CA 65	Non