

Commode en acier à bras tombant

HCPCS: E0165,E0165



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F



FIGURE G



FIGURE H

Le bras tombant pour faciliter les transferts est livré en standard avec siège rembourré et siège le plus profond

PRODUCTS**Description**

11125PSKD-1	Commode,DropArm,Siège rembourré,KD,1/cs
-------------	---

SPECIFICATIONS**Description**

Poids du produit	21 livres
Dimensions du siège	15,25" x 16,75"
HCPCS	E0165
Réglage de la hauteur	19" - 23"
Largeur entre les bras	19"
Prop. CA 65	Non