

Chaise d'aisance de douche en aluminium avec quatre roulettes à verrouillage arrière

HCPCS:



FIGURE A

- La conception polyvalente 3-en-1 permet à ce modèle d'être facilement positionné au-dessus d'une toilette standard, utilisé comme chaise d'aisance ou chaise de douche portable autonome.
- Régler simplement et rapidement la hauteur pour atteindre la position assise idéale.
- Les accoudoirs rembourrés et rabattables offrent un soutien supérieur et créent une surface confortable et antidérapante pour une prise en main sûre et sécurisée lorsque vous êtes assis ou debout.
- Seau d'aisance facile à vider pour réduire les éclaboussures et les déversements. ; Utilisez des doublures d'aisance pour un nettoyage encore plus rapide et moins de désordre !
- Les roulettes verrouillables de 5 pouces permettent une sécurité supplémentaire lorsque l'unité n'est pas en mouvement.
- Rembourré durable et facile à nettoyer siège (18" x 17") et dossier.
- L'ouverture du siège permet un accès libre à la zone périnéale pour un nettoyage facile et efficace.
- Repose-pieds pivotants amovibles avec hauteur et angle ajustements.
- À la fois léger et durable, le cadre en aluminium résistant à la rouille supporte jusqu'à 275 lb.
- Assemblage simple et sans outil.

PRODUCTS

NRS185007

Description

Chaise de douche et d'aisance, 1/ea

SPECIFICATIONS

Garantie

Durée de vie limitée

Dimensions du siège

18" (L) x 17" (P)

Capacité de poids

275 livres

Hauteur du siège au sol

20" - 22"

Poids à l'expédition du carton

40 livres

Poids

35,25 livres

Hauteur du dossier

19"