

Chaise d'aisance de douche en aluminium Rehab

HCPCS:



- La conception polyvalente 3-en-1 permet à ce modèle d'être facilement positionné au-dessus d'une toilette standard, utilisé comme chaise d'aisance portable autonome ou chaise de douche.
- Régler simplement et rapidement la hauteur pour obtenir la position assise idéale.
- Les accoudoirs rembourrés et rabattables offrent un soutien supérieur et créent une surface confortable et antidérapante pour une prise en main sûre et sécurisée lorsque vous êtes assis ou debout.
- Seau d'aisance facile à vider pour réduire les éclaboussures et les déversements. ; Utilisez des doublures d'aisance pour un nettoyage encore plus rapide et moins de désordre !
- Roulettes à verrouillage avant de 5 pouces et roulettes à verrouillage arrière de 24 pouces ; les roues permettent une sécurité supplémentaire lorsque l'unité n'est pas en mouvement.
- Siège et dossier rembourrés durables et faciles à nettoyer (18" x 17").
- L'ouverture du siège permet accès libre à la zone périnéale pour un nettoyage facile et efficace.
- Repose-pieds pivotants amovibles avec réglage de la hauteur et de l'angle.
- À la fois léger et durable, le cadre en aluminium résistant à la rouille supporte jusqu'à 275 lbs.
- Assemblage simple et sans outil.

PRODUCTS

NRS185006

Description

Chaise d'aisance de douche autopropulsée, 1/ch

SPECIFICATIONS

Garantie

Durée de vie limitée

Dimensions du siège

18" (L) x 17" (P)

Capacité de poids

275 livres

Hauteur du siège au sol

19,5"-21,5"

Poids à l'expédition du carton

49 livres

Poids

41 livres

Hauteur du dossier

19"