

Kit de linge de lit d'hôpital

HCPCS:



FIGURE A

- Le drap-housse est parfait pour une utilisation avec la plupart des lits manuels, semi-électriques et électriques standard
- Contient 2 draps-housses qui sont idéaux pour les lits d'hôpitaux et de soins à domicile standard Le drap-housse mesure 36" x 80" x 5" - 6"
- Les draps sont faits d'un mélange de coton et de polyester de haute qualité
- Tous les composants sont lavables en machine

PRODUCTS

Description

15030HBL

Kit de linge de lit d'hôpital, 1 EA, 10/CS