

Literie dans une boîte

HCPCS:



FIGURE A

- L'ensemble Bedding in a Box est parfait pour une utilisation avec la plupart des lits manuels, semi-électriques et entièrement électriques standard
- L'ensemble contient 1 taie d'oreiller, 1 drap-housse, 1 drap de couverture et 1 couverture idéale pour les lits de soins à domicile standard et hospitaliers Le drap-housse mesure 36" x 80" x 5" - 6"
- Les draps sont faits d'un mélange de coton et de polyester de haute qualité La couverture est 100% coton
- Tous les composants sont lavables en machine

PRODUCTS

Description

15030HBC

Literie dans une boîte, 1 EA, 5/CS