

## Lit de soins Prime Plus Modèle P750

HCPCS:



- Capacité de poids de 750 lbs
- Capacité de poids net de 700 lbs
- 11" faible hauteur 30" hauteur de travail
- Bouton poussoir d'extension de largeur intégré de 39" à 48" de largeur
- Intégré 80", 84" et la longueur de la surface de sommeil de 88 pouces permet d'accueillir confortablement les résidents les plus grands
- Verrouillage au sol à une touche
- Fonctionnement silencieux et fluide / Pendentif manuel facile à utiliser
- Cardiaque Chaise confort
- 4 roulettes verrouillables robustes roulent facilement à n'importe quelle hauteur et se verrouillent en toute sécurité
- Pare-chocs mural réglable fixe
- Garantie : 15 ans sur la durée de vie du cadre sur les soudures 5 ans sur l'électronique
- Options :
- Rails d'assistance de luxe, barres d'assistance
- Bouts de lit disponibles en 2 styles et 3 couleurs
- Trapèze < /li>
- Batterie de secours
- Transporteur de lit

### PRODUCTS

#### Description

P750	Lit bariatrique LTC 750 lb
P750-WS	LTC Bariatric Bed w/ Scale 750 lbs

### SPECIFICATIONS

#### Description

Garantie	15 ans sur le châssis, 5 ans sur l'électricité et la mécanique. Durée de vie sur toutes les soudures
Capacité de poids	750 livres
Extension de largeur intégrée	39", 42", 48"
Verrouillage en une étape	Oui
Surface de sommeil	80" - 84" - 88"

### ACCESSORIES

#### Description

PLTCAB	Barre d'assistance LTC, 1PR, PR
PLTCAR	Rail d'assistance LTC, 1PR, PR