

Lit de soins Prime Plus Modèle P750

HCPCS:



- Capacité de poids de 750 lbs
- Capacité de poids net de 700 lbs
- 11" faible hauteur 30" hauteur de travail
- Bouton poussoir d'extension de largeur intégré de 39" à 48" de largeur
- Intégré 80", 84" et la longueur de la surface de sommeil de 88 pouces permet d'accueillir confortablement les résidents les plus grands
- Verrouillage au sol à une touche
- Fonctionnement silencieux et fluide / Pendentif manuel facile à utiliser
- Cardiaque Chaise confort
- 4 roulettes verrouillables robustes roulent facilement à n'importe quelle hauteur et se verrouillent en toute sécurité
- Pare-chocs mural réglable fixe
- Garantie : 15 ans sur la durée de vie du cadre sur les soudures 5 ans sur l'électronique
- Options :
- Rails d'assistance de luxe, barres d'assistance
- Bouts de lit disponibles en 2 styles et 3 couleurs
- Trapèze
- Batterie de secours
- Transporteur de lit

| PRODUCTS | Description |
|-------------------------------|--|
| P750 | Lit bariatrique LTC 750 lb |
| P750-WS | LTC Bariatric Bed w/ Scale 750 lbs |
| SPECIFICATIONS | Description |
| Garantie | 15 ans sur le châssis, 5 ans sur l'électricité et la mécanique. Durée de vie sur toutes les soudures |
| Capacité de poids | 750 livres |
| Extension de largeur intégrée | 39", 42", 48" |
| Verrouillage en une étape | Oui |
| Surface de sommeil | 80" - 84" - 88" |
| ACCESSORIES | Description |
| PLTCAB | Barre d'assistance LTC, 1PR, PR |
| PLTCAR | Rail d'assistance LTC, 1PR, PR |