

Modèle de lit Prime Plus P2002

HCPCS:




FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C

- Fonctionnement silencieux et fluide/Le pendentif manuel facile à utiliser contrôle électriquement le positionnement de la tête/du pied/du contour et la hauteur totale du cadre de lit pour un maximum de confort et de polyvalence pour le patient et le soignant
- Fixations suspendues à clipser sur le rail du lit, à portée de main pour faire fonctionner tous les réglages et facilite l'accessibilité des soignants
- Le positionnement du fauteuil cardiaque est bénéfique pour les résidents souffrant de problèmes cardiaques et respiratoires qui trouvent que la position semi-verticale apporte confort et soulagement en élevant le torse à partir de la taille, ce qui soulage les poumons, augmente la circulation
- Le positionnement capable de Trendelenburg/Reverse Trendelenburg avec l'option de contrôle du personnel est idéal pour la réadaptation et les soins subaigus, offre des avantages thérapeutiques qui peuvent aider à la circulation et soulager l'inconfort
- Le cliquet de pied pour dème élève le pied du lit
- 4 rouleaux de style européen robustes à n'importe quelle hauteur les roulettes orientables et verrouillables offrent une maniabilité facile et un positionnement sécurisé du verrou
- L'économiseur de mur réglable minimise la distance entre le mur et le cadre du lit pour éviter les dommages avec/sans trapèze en option
- Le support de matelas réglable soutient solidement la position du matelas pour une longueur de 80", 84", 88"
- Agrandissement intégré de la largeur du bouton-poussoir de 39" à 54" de largeur
- Le cadre entièrement en acier et la construction sans affaissement du plateau à lattes offrent une résistance, une durabilité et un support de matelas supérieurs et sont faciles à nettoyer
- Des extrémités de lit surdimensionnées en option avec barre de protection sont disponibles au choix 5 couleurs attrayantes de stratifié à grain de bois complèteront la plupart des décors
- Les rails d'assistance rembourrés à un bouton sont standard pour le confort et la sécurité du patient
- Commande du personnel intégrée en option au pied du lit avec positionnement Trendelenburg/Trendelenburg inversé et fonction de verrouillage pour un accès facile aux réglages de position utilisation d'urgence en cas de perte de puissance
- Capacité de poids de 1 000 lb*
- Surface de sommeil de 80", 84", 88"
- Largeur de 39" avec expansion intégrale à 54"
- 19" hauteur basse 32" hauteur de travail
- Intertek ETL Classé
- Certifié selon CAN/CSA Std C22 2 No 60601-1 & 60601 -2-52
- Conforme à ANSI/AAMI Std E60601-1, IEC Std 60601-1, IEC STD 60601-2-52
- Protection internationale (IP) 54
- Certification de sécurité CE
- Garantie : 15 ans sur la durée de vie du cadre sur les soudures 3 ans sur l'électronique
- *L'article #P2002-WS comprend une option de pesée intégrée installée sur le cadre du lit

PRODUCTS**Description**

P2002	Lit bariatrique PrimePlus/capuchon Wgt de 1000 lb
-------	---

SPECIFICATIONS**Description**

Garantie	15 ans sur le châssis, 3 ans sur l'électrique et à vie sur toutes les soudures
Capacité de poids	1 000 lb Incl. résident
Extension de largeur intégrée	39", 42", 48", 54"
Surface de sommeil	80" - 88"
Capacité Trendelburg/Reverse Trendelenburg	Avec option de contrôle du personnel

ACCESSORIES**Description**

PBABE-FM	BARI BE,FMAHOG,F/1750/52,2000/02,EA, EA
PBABE-B	BARIBE,CHENE,F/1750/52,2000/02,EA, EA
PBABE-A	BARI BE,CERISE,F/1750/52,2000/02,EA, EA