

Solite Pro Homecare Bed Package

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F



FIGURE G




FIGURE H

The Solite Pro from Drive DeVilbiss Healthcare is a fully electrical profiled homecare bed that offers smooth, quiet operation and versatile positioning for maximum patient comfort. The Solite Pro can nest within itself and comes standard with a built-in transport stand for storage and easy transport. Additional features include a tool-free built-in leg extension extending from 80" to 84", knee break function, and improved actuators in the variable height mechanism that add to the strength of the bed, all while retaining an attractive, domestic look and feel.

- Redesigned platform for improved patient comfort when profiling
- Individual sections strengthened for extended performance and reliability
- Improved integral leg extension with safety features to prevent entrapment
- Improved auto-regressing backrest prevents pinching in the sacral area
- All individual sections of the bed weigh less than 55 lbs. (25 kg) for easier assembly
- Four braked castors for maneuverability and safety
- Easy-use handset controls all functions and includes lockout function
- Transport stand included
- Optional integral full-length side rails for safety and ease of use (item #: 15006LEXRAIL)
- Additional optional accessories sold separately include grab handles in two height options, standard (item #: 15006LPSTDRAIL) and short (item #: 15006LSHRTRAIL)
- Rail accessories meet FDA and ASTM entrapment guidelines and standards

PRODUCTS	Description
15006LP	Lit de soins à domicile bas Solite Pro

SPECIFICATIONS	Description
Poids du produit	182,1 livres. (sur support de transport)
Plage de hauteur du lit	15,5" (hauteur de la plateforme du matelas) à 32" (hauteur de la plateforme du matelas)
Roulettes	Roulettes de 3,93" DIA avec frein directionnel et de mouvement (le lit doit toujours être utilisé avec des roulettes)
Garde au sol	3,9"
Moteur	Actionneurs Linak LA27 × 4 par lit Longueurs de course HI/LOW : course de 16,5", longueur d'installation de 23,6" Section de tête : course de 7,87", longueur d'installation de 14,5" Section de pied : course de 2,5", longueur d'installation de 10,6"
Hauteur minimale du lit avec roulettes	11,6"
Hauteur maximale du lit avec roulettes	28,2"

ACCESSORIES	Description
15006LPSTDRAIL	Poignée de maintien standard Elland, PR
15006LSHRTRAIL	Poignée de maintien courte hauteur Elland, PR
15006LEXRAIL	Barrières latérales télescopiques Grange, PR