

## Lit réglable en hauteur manuel Competitor II

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C




FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F

- Le grand pendentif à main qui brille dans le noir est doté de commandes faciles à utiliser pour régler les sections de la tête et du pied à des positions confortables intégrées à la batterie de secours et au voyant d'alimentation. NOUVELLE fonction de verrouillage peut être utilisée pour empêcher l'actionnement accidentel du réglage de la tête ou du pied
- En cas de panne de courant, une pile de 9 volts (non incluse) située dans le pendentif de la main peut abaisser la tête et le pied sections en position horizontale. Deux batteries supplémentaires peuvent être installées dans le boîtier du moteur pour augmenter la vitesse de réglage et prolonger la durée de vie de la batterie. Aucune manivelle nécessaire
- Le plateau à lattes offre une résistance, un support de matelas sans affaissement, aucun lien à connecter, facile à nettoyer
- La capacité de poids du patient est de 350 lb. Capacité de poids total 450 lb. distribué équitablement. Comprend l'occupant, le matelas, les barrières latérales, le trapèze, les accessoires, les effets personnels, etc.
- La tête et le cadre de pied ultra légers ne pèsent que 41 lb. chacun facilitant le transport et l'assemblage par une seule personne
- #15561 Competitor II Manual Hgt Adj. Cadre de lit uniquement, roulettes en option
- Les rails complets et demi-rails sont conformes aux directives de piégeage IEC lorsqu'ils sont utilisés sur les lits #15561/15571 et sont rétrocompatibles pour une utilisation avec les lits concurrents #15560 et 15570
- Normes de sécurité du produit : conforme à la norme CEI 60601-2-52 60601-1 60601-1-2 60601-1-11

### PRODUCTS

#### Description

15561	Compet II Man Hgt Adj Bed, 1/cs
15561FR	Compet II Man Hgt Adj Bed w/FRrail, 1/cs
15561FR-PKG	Compet II ManHgtAdjBedw/FRrail,Matt, 1/c
15561FR-PKG-FM	Compet II ManHgtAdjBedw/FRrail,FMatt,1/c
15561FR-PKG-TM	Compet II ManHgtAdjBedw/FRrail,TMatt,1/c
15561HR	Compet II Man Hgt Adj Bed w/HRrail, 1/cs
15561HR-PKG	Compet II ManHgtAdjBedw/HRrail,Matt, 1/c
15561HR-PKG-FM	Compet II ManHgtAdjBedw/HRrail,FMatt,1/c
15561HR-PKG-TM	Compet II ManHgtAdjBedw/HRrail,TMatt,1/c
15571F	Compet II Hi/Lo Extrémité de lit de pied, 1/EA
15571H	Tête de lit Compet II Hi/Lo, 1/unité

### SPECIFICATIONS

#### Description

Capacité de poids	350 lb (158,8 kg) Poids du patient 450 lb (204 kg) Poids total Comprend l'occupant
Poids à l'expédition du carton	155 livres. (70,3 kg)
Poids	138 livres. (62,6 kg)

### ACCESSORIES

#### Description

15561EXT	Rallonge Compet II 4" 1/EA, EA
----------	--------------------------------

**ACCESSORIES****Description**

15561TRANSC	Comp II Transporter avec 4 roulettes 1/CV
15571TRANS	Transporteur Comp II seulement 1/EA