

## Delta® Ultra-Light 1000, lit entièrement électrique

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B




FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E

- Le Delta 1000 est vraiment universel car le cadre de lit peut être utilisé avec les extrémités de lit Drive et la plupart des autres fabricants, anciens et nouveaux
- La boîte de transition montée sur la section de pied est essentielle pour interchangeabilité (Figure A)
- La boîte de transition vous permet de changer la rotation de l'arbre haut/bas
- La tête de lit est plus haute que le pied de lit pour mieux s'adapter au décor de la maison (Figure B)
- Les panneaux de grain de bois sont résistants aux bris et aux rayures
- La section de pied pèse 50 % de moins que les sections de pied conventionnelles pour rendre les livraisons sûres et faciles
- Une fois installé, le haut/ l'arbre bas restera avec le lit pour éliminer la perte ou l'oubli lors des installations futures (Figure C)
- Les étiquettes et les ressorts à code couleur garantissent une installation précise des barrières latérales pour la sécurité du patient (Figure D)
- L'ensemble moteur peut être installé et retiré avec le patient au lit
- Le lit, les barrières latérales et le matelas ont été testés par SGS, une installation d'essai reconnue à l'échelle nationale Satisfait à toutes les directives de piégeage applicables de la FDA , peut abaisser les sections de tête et de pied neuf fois Aucune manivelle nécessaire
- Le nouveau pendentif à main amélioré a de grandes commandes faciles à utiliser (Figure E)
- Le lit est livré dans deux cartons
- La construction du cadre à canaux offre une résistance supérieure et un poids réduit
- Plateau à ressorts recouvert de zinc
- Le kit d'extension disponible (modèle #15030EXTKIT) étend la longueur de 80" à 84 "
- Brevet en instance
- Capacité de poids 450 lbs

### PRODUCTS

### Description

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| 15033           | Entièrement électrique Ultra léger Plus, 1/cs |
| 15033BV-FR      | Ultra Lt.Full Elec.Bedw/Full R                |
| 15033BV-HR      | Ultra Lt. Full Elec. Bed, avec demi           |
| 15033BV-PKG     | Ultra Lt.Full Elec.Bed Pkg, 1pk               |
| 15033BV-PKG-1   | Ultra Lt.Full Bed Pkg w/HalfRa                |
| 15033BV-PKG-11  | Delta Full, FullRail, QuickEasyFoam, 1ea      |
| 15033BV-PKG-12  | Delta Full, HalfRail, QuickEasyFoam, 1ea      |
| 15033BV-PKG-1-T | Ensemble de lit complet Ultra Lt. avec BrownV |
| 15033BV-PKG-2   | Ultra Lt.Full Elec.BedPkg avec Fo             |
| 15033BV-PKG-T   | Ultra Lt.Full Elec.Bed Pkg, 1pk               |

### SPECIFICATIONS

### Description

|                                |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie                       | (Acheteur d'origine) 5 ans sur le moteur et la commande manuelle, durée de vie limitée sur les soudures et le cadre, 1 an sur toutes les autres pièces et composants |
| Capacité de poids              | 450 lb La limite de poids maximum inclut le poids de l'occupant                                                                                                      |
| Poids à l'expédition du carton | 182 livres.                                                                                                                                                          |
| Poids                          | 169 livres.                                                                                                                                                          |

**ACCESSORIES****Description**

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 15030HBL | Kit de linge de lit d'hôpital, 1 EA, 10/CS, EA |
| 15030HBC | Literie dans une boîte, 1 EA, 5/CS, EA         |